

**Betreft: Instructie voor huisartspraktijken en privéklinieken**

Inzenden en aanvragen van diagnostisch onderzoek klinische pathologie, Zuyderland MC

- A. Bestellen van afnamematerialen, verzendmateriaal en aanvraagformulieren
- B. Inzenden van (monster)materiaal
  - 1) Postdienst
  - 2) Bodedienst
- C. Instructie aanleveren (verpakken) van diagnostisch patiëntmateriaal
  - 1) Cervixcytologie
  - 2) Histologie

**A. Bestellen van afnamematerialen, verzendmateriaal en aanvraagformulieren**

- Voor **MCC Omnes**:  
Via webshop van Meditta
  
- Voor **HOZL en privéklinieken**:  
Via website van Zuyderland:  
[Zuyderland/verwijzers/laboratoria/bestelformulier klinische pathologie](https://www.zuyderland.nl/verwijzers/laboratoria/bestelformulier_klinische_pathologie)
  
- Voor huisartsen en overige aanvragers die **niet** aangesloten zijn bij MCC Omnes of HOZL:  
Via website van Zuyderland: [Zuyderland/verwijzers/laboratoria/bestelformulier klinische pathologie](https://www.zuyderland.nl/verwijzers/laboratoria/bestelformulier_klinische_pathologie)  
of telefonisch, bij het secretariaat van de afdeling Klinische Pathologie. (088 459 7729)

! Materialen voor het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker worden niet door Zuyderland verstrekt, deze materialen dient u bij de screeningsorganisatie te bestellen.

## B. Inzenden van (monster)materiaal

### 1) Verzending onderzoek voor Pathologie **per Post**

Huisartsen en overige aanvragers die geen gebruik maken van de diensten van Meditta of HOZL kunnen de **blauwe Zuyderland verzendenveloppen / verzendetuis** gebruiken en deze verzendenveloppen in de brievenbus van TNT Post doen. Afnamematerialen, verzendmateriaal en aanvraagformulieren kunnen telefonisch besteld worden bij het secretariaat van de afdeling Klinische Pathologie Sittard-Geleen (088 4597729).

#### Werkwijze opsturen materiaal

##### **Voor histologisch onderzoek:**

Het afgenomen materiaal in het plastic buisje met formaline doen. Het flesje goed dichtdraaien, in het vocht absorberende papiertje rollen en in de daarvoor bestemde blister doen. De blister met het buisje in de safetybag stoppen en deze dichtplakken door de plakstrip vrij te maken. Het geheel stopt u samen met het aanvraagformulier in de blauwe verzendenvelophe. U draait het adreskaartje in de verzendenvelophe met de goede kant naar voren en sluit het etui.

De verzendenvelophe is nu klaar voor verzending naar het laboratorium voor Klinische Pathologie.

##### **Voor cytologisch onderzoek / cervix uitstrijkjes:**

Het monsterpotje van SurePath® (borsteltje in potje meesturen!) goed dichtdraaien, in het vocht absorberende papiertje rollen en in de safetybag stoppen en deze dichtplakken door de plakstrip vrij te maken. Het geheel stopt u samen met het aanvraagformulier in de blauwe verzendenvelophe.

U draait het adreskaartje in de verzendenvelophe met de goede kant naar voren en sluit het etui.

De verzendenvelophe is nu klaar voor verzending naar het laboratorium voor Klinische Pathologie.

U ontvangt per kerende post een nieuwe verzendenvelophe met daarin het benodigde potje met fixatief, safetybag, absorptievelletje en blister of cervex borstel.

*De blauwkleurige **verzendenvelophe** van stevig vinyl, is gemakkelijk te openen en te sluiten door een hersluitbaar profiel met zipper. Achter het transparant venster zit een tweezijdig bedrukt adreskaartje: aan de ene zijde met uw adres, de andere zijde met het adres van de afdeling klinische pathologie, Zuyderland. In het blauwe etui zit een **transportblister** die speciaal ontwikkeld is voor het verzenden van medische en biologische monsters en vervaardigd uit stevig polypropyleen. Gebruik deze blister voor het verpakken van het buisje met formaline. In combinatie te gebruiken met een **vocht absorberende inleg** en een vloeistofdichte **safetyBag**, voldoet deze aan de verpakkingsvoorschriften van TPG Post. De afmetingen van de verzendenvelophe en blister is zodanig gekozen dat deze als briefpost kunnen worden verzonden.*

## 2) Verzending aanvragen Pathologie **via bodedienst** Meditta, HOZL of Zuyderland

Bij de huisartspraktijken die aangesloten zijn bij MCC Omnes of HOZL wordt het (monster)materiaal opgehaald door een bode van de transportdiensten van Meditta, HOZL of Zuyderland.

Het onderzoekmonster en het bijbehorende aanvraagformulier op uw praktijk op een daarvoor bestemde plaats opslaan en bewaren totdat de bode het monstermateriaal komt ophalen.

De bode maakt gebruik van een transport box voor het vervoer van het monstermateriaal naar de afdeling pathologie van Zuyderland.

## C. Instructie aanleveren (verpakken) van diagnostisch patiëntmateriaal

### 1) Cervix cytologie; cytologisch onderzoek baarmoederhalskanker, indicatieve uitstrijken

- Om materiaal voor de pathologie te onderscheiden van onderzoeken bestemd voor klinische chemie of medische microbiologie, wordt expliciet voor de onderzoeken van de pathologie gebruik gemaakt van **groene plastic verzendzakjes**.
- Om de potjes lekvrij te kunnen vervoeren gaarne gebruik maken van **SafetyBags**.
- Voor het maken van de uitstrijk wordt gebruik gemaakt van de **Cervex borstel**.
- Voor het fixeren van het uitstrijkje wordt gebruik gemaakt van het **potje van SurePath**,
- met Cervex medium. **Let op!** Dit is een ander potje dan het potje dat voor het bevolkingsonderzoek wordt gebruikt.

1. Vul het aanvraagformulier volledig in
2. Schrijf naam en geboortedatum op het potje of plak een etiket met patiëntgegevens op het potje (s.v.p. niet op het deksel plakken)
3. Let op dat naam en geboortedatum overeenkomen met gegevens op het aanvraagformulier.
4. Gebruik het potje van SurePath® (! borsteltje **wel** in potje meesturen!)
5. Draai het potje goed dicht
6. Potje in een SafetyBag en plak deze goed dicht.
7. SafetyBag samen met het aanvraagformulier in het groene plastic zakje.  
(Er mogen eventueel meerdere potjes van dezelfde patiënt in een zakje)
8. Het groene zakje in de Zuyderland transport box doen.



Cervex medium



Safetybag



Groen plastic (verzend)zakje

## 2) Histologisch onderzoek

- Om materiaal voor de pathologie te onderscheiden van onderzoeken bestemd voor klinische chemie of medische microbiologie, wordt expliciet voor de onderzoeken van de pathologie gebruik gemaakt van **groene plastic verzendzakjes**.
  - Om de potjes lekvrij te kunnen vervoeren gaarne gebruik maken van **SafetyBags**.
  - Voor het fixeren van het weefsel wordt gebruik gemaakt van **potjes met gebufferde formaline**.
1. Vul het aanvraagformulier volledig in.  
Let op: de topografie/herkomst volledig invullen en aangeven op tekening.
  2. Schrijf naam en geboortedatum op het potje of plak een etiket met patiëntgegevens op het potje.  
(s.v.p. niet op het deksel plakken)
  3. Let op dat naam en geboortedatum overeenkomen met gegevens op het aanvraagformulier.
  4. Draai het potje goed dicht.
  5. Potje in een SafetyBag en plak deze goed dicht.
  6. SafetyBag samen met het aanvraagformulier in het groene plastic zakje.  
(Er mogen eventueel meerdere potjes van dezelfde patiënt in een zakje).
  7. Het groene zakje in de Zuyderland transport box doen.



Potje / buisje met formaline



Safetybag



Groen plastic (verzend)zakje