



Aansluiten sondevoeding

klik op onderwerp om door het document te navigeren

naam		
datum
stand pomp ml / uur			

aansluiten
systeem, fles
en pomp

spoelen van
sonde tijdens
toediening

systeem aan
de sonde
koppelen

afsluiten
sondevoeding

starten van de
pomp

tips bij
problemen

Zorg voor jejunostomie

klik op onderwerp om door het document te navigeren





Insteekopening	Frequentie van verzorgen
veel afscheiding	dagelijks
droog	2 x per week

Verzorgen
insteek
opening

tips bij
problemen




Aansluiten van voedingspomp

Aansluiten systeem, fles en pomp	
<input checked="" type="checkbox"/> open de verpakking	
<input checked="" type="checkbox"/> controleer de juiste voeding en houdbaarheidsdatum <input checked="" type="checkbox"/> prik de 'spike' in de fles en draai de spike vast	
<input checked="" type="checkbox"/> plaats de fles in de houder van de pomp	
<input checked="" type="checkbox"/> bevestig de fles met de gordels	
<input checked="" type="checkbox"/> plaats de slang in de pomp	
<input checked="" type="checkbox"/> druk het klepje dicht	




Starten van de pomp

- zet de pomp aan



De knop 'fill set'

- hou de knop 'fill set' ingedrukt
- laat de knop los als de pomp loopt
- druk op de knop 'fill set' als de lijn gevuld is




controleer de pompstand

- druk de knop 'CTR' in
- stel de stand in op 84 ml / uur, tenzij anders voorgeschreven

Systeem aan de sonde koppelen

- spoel de sonde door met 20-30 cc lauw water



- bevestig de lijn aan de sonde





Systeem aan de sonde koppelen

controleer het driewegkraantje

- deze staat open als u deze uit de verpakking haalt



- controleer de pompstand van 84 ml / uur

- druk op start
- wanneer er 'run' in beeld staat loopt de sondevoeding



Spoelen van de sonde terwijl de pomp loopt

- stop de pomp
- draai het driewegkraantje in de juiste positie
de richting zonder pijl is gesloten en met pijl open
- spoel de sonde door met 20-30 cc lauw water
- draai het driewegkraantje in de juiste positie

[Zie filmpje ZGT \(mogelijk zelf maken voor Zuyderland?\)](#)



- start de pomp

Afsluiten sondevoeding





- stop de pomp
- verwijder de lijn van de sonde
- zet de pomp uit
- spoel de sonde door met 20-30 cc lauw water
- plaats het dopje op de sonde
- zet de pomp overdag in de lader



Tips bij problemen en foutmelding pomp	
Doorspuiten gaat moeizaam	<input checked="" type="checkbox"/> neem een kleinere spuit voor meer kracht
	<input checked="" type="checkbox"/> spuit pulserend door
Foutmelding pomp: OCC in	<input checked="" type="checkbox"/> de lijn zit bekneld voor de pomp
Foutmelding pomp: OCC out	<input checked="" type="checkbox"/> de lijn zit bekneld na de pomp
Foutmelding pomp: AIR	<input checked="" type="checkbox"/> de pomp is gevallen of leeg
Foutmelding pomp: AIR met resterende voeding	<input checked="" type="checkbox"/> koppel de lijn los
	<input checked="" type="checkbox"/> vul de lijn met de knop 'Fill set'
	<input checked="" type="checkbox"/> vul de lijn
	<input checked="" type="checkbox"/> koppel de lijn in de pomp
	<input checked="" type="checkbox"/> koppel de lijn aan sonde
	<input checked="" type="checkbox"/> start de pomp
	<input checked="" type="checkbox"/> lukt dit niet, neem nieuw systeem
Indien de problemen aanhouden, neem contact op met de poli chirurgie	
Sittard  088 4598919	



Zorg voor jejunostomie

Verzorging insteekopening jejunostomie	
<input checked="" type="checkbox"/> verwijder de doorzichtige folie	
<p>maak de gaasjes nat met kraanwater en reinig hiermee</p> <input checked="" type="checkbox"/> de huid <input checked="" type="checkbox"/> de hechtingen <input checked="" type="checkbox"/> het afdekplaatje	
<input checked="" type="checkbox"/> droog de huid onder het afdekplaatje met bijvoorbeeld een wattenstaafje	
<input checked="" type="checkbox"/> leg de katheter in een vloeiende beweging (zonder knikken) <input checked="" type="checkbox"/> dek de insteekopening af met doorzichtige folie	



Verzorging insteekopening jejunostomie

Tijdens de douchebeurt

- verwijder flexigrid en duodermplak
- spoel de insteekopening
- water wat langs de insteekopening loopt is voldoende als reiniging
- dep voorzichtig droog met gaasje na de douchebeurt
- bevestig schone duodermplak
- leg de jejunum katheter met een lus op de huid
- bevestig de flexigrid

Tips bij problemen of observaties

Geel witte (ruikende) afscheiding	<input checked="" type="checkbox"/> normale ontwikkeling door het ontstaan van een fistel na verloop van tijd
Roodheid bij insteekopening of hechtingen	<input checked="" type="checkbox"/> normale ontwikkeling door het lichaamsvreemde materiaal van de katheter

Bij overige problemen of Indien de problemen u verontrusten, neem contact op met de poli chirurgie

Sittard  088 4598919